



MEDILAND Colposcope



Women's Healthcare



Linda Video colposcope

Technical Specifications

- تصویربرداری و ضبط ویدیو با کیفیت UHD 8K با دوربین ۲۴ مگاپیکسل
- تصویربرداری از فاصله ۴۰-۱۰۰ سانتی متری بیمار
- قابلیت بزرگنمایی ۷۰ برابر اپتیک بدون افت کیفیت تصویر
- سیستم اتوماتیک کمک تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تفکیک بافت و عروق غیر طبیعی
- نمایش تصاویر به صورت استریوسکوپ سه بعدی برای دریافت عمق تصویر
- سیستم فوکوس خودکار با استفاده از موتور الکترونیکی اولتراسوند
- دارای منبع نور سرد به رنگ های سفید، آبی و سبز
- مانیتور لمسی ۱۰ اینچی روی کنسول کاربر
- دارای نرم افزار دقیق رپورت دهی، ذخیره و مدیریت اطلاعات بیمار
- امکان بایوپسی همزمان با تصویربرداری
- دارای مجوز Imed و تولید شده مطابق با استاندارد ISO ۱۳۴۸۵





Lara colposcope

Technical Specifications

- دارای لنز دو چشمی استریو با قابلیت دید 3D
- بزرگنمایی ۶۰ برابر اپتیکی و ۴ برابر دیجیتالی
- دارای فوکوس اتوماتیک
- قابلیت نمایش ویدیویی روی مانیتور با کیفیت 4K
- دارای مانیتور ۲۲ اینچ
- امکان فریز تصویر
- دارای ریموت کنترل
- دارای مجوز lmed و تولید شده مطابق با استاندارد ISO ۱۳۴۸۵





MEDILAND Colposcope



شرکت دانش بنیان سامانه پیشگام طب آراز، اولین و تنها تولید کننده ی دستگاه کولپوسکوپ در ایران می باشد. این دستگاه ها در دو مدل Linda (ویدیویی) و Lara (دو چشمی / ویدیویی)، طراحی و تولید شده اند که دارای نوآوری و قابلیت های منحصر به فردی هستند به نحوی که آن ها را از محصولات مشابه متمایز می کند و از لحاظ کیفیت و کارایی با تمام برندهای مطرح خارجی قابل رقابت هستند.

041-35575645 09149233900

www.medi-land.ir

تبریز، تقاطع خیابان شریعتی و پاستور، ساختمان آریا، طبقه سوم

Mediland.co

